


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd300 A/C Для Fc - Q9Ugn4 / Q08708

Артикул: CM0012054



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD300a/c (IRC1/IRC2, CLM-8) для проточной цитометрии. Валидировано на перекрестную реактивность с человеком. Подходит для иммунофенотипирования и функциональных исследований иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD300 а/с
Примечания/Альтернативные названия	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11314/10871
GeneID	11314/10871
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-178 человеческого CD300a (NP_009192.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом