


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Cd301/Clec10A Для Проточной Цитометрии - Q8Iun9

Артикул: CM0011591



введение

Конъюгированное с фитоэритрином (PE) кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD301/CLEC10A – рецептора лектина С-типа – для проточной цитометрии. Валидировано для работы с препаратами человека, позволяет детектировать миелоидные клетки и проводить иммунное профилирование.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело против человеческого CD301/CLEC10A, мКл
Примечания/Альтернативные названия	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Реактивность с видом	Человек
ID гена (человек)	10462
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 61-316 человеческого CD301/CLEC10A (NP_878910.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IUN9
Молекулярная масса белка	28 кДа/32 кДа/35 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором