

Ре Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd303/Bdca-2 Для Проточной Цитометрии - Q8Wtt0

Артикул: CM0011006



введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитела, направленная против человеческого CD303/BDCA-2 (CLEC4C), валидированная для применения в проточной цитометрии. Данная антитела распознает рецептор С-типа лектина на плазмоцитойдных дендритных клетках, участвующий в захвате антигена и регуляции интерферона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличья моноклональная антитела против человеческого CD303/BDCA-2
Примечания/Алиасы	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Вид	Человек
ID гена (человек)	170482
ID гена	170482
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-213 человеческого CD303/BDCA-2 (NP_569708.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WTT0
Молекулярная масса белка	21 кДа/25 кДа
Доставка	Ледяной пакет