


## Ре-Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К Cd32 — P12318

Артикул: CM0011272



### введение

Конъюгированное с PE кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD32 для проточной цитометрии (FC). Распознаёт низкоаффинный Fc-рецептор IgG FCGR2A (CD32A, FcγRIIa) на миелоидных клетках. Подходит для образцов человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PE-кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD32                                                                          |
| Примечания/алиасы         | CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγgammaRIIa                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 2212                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 2212                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36–218 человеческого CD32 (NP_001129691.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | FC                                                                                                                                   |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | P12318                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 35 кДа                                                                                                                               |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                       |