

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd33 Для Проточной Цитометрии - P20138

Артикул: CM0009428



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий CD33 (Siglec-3), для проточной цитометрии. Реагируют с клетками моноцитарной и миелоидной линии человека. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и иммуноонкологии. – P20138

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против человеческого CD33
Примечания/Псевдоним	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	945
GeneID	945
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-259 человеческого CD33 (NP_001763.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом