

Моноклональное Кроличье Антитело Ре К Человеческому Cd335/Nkr46 Для Проточной Цитометрии - O76036

Артикул: CM0010251



введение

Конъюгированное с РЕ кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD335/NKp46 (рецептора 1, индуцирующего естественную цитотоксичность). Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для фенотипирования натуральных киллеров, изучения активации клеток и исследований в области опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье антитело к человеческому CD335/NKp46, моноклональное
Примечания/алиасы	LY94; CD335; NKp46; NK-p46
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	9437
ID гена	9437
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76036
Молекулярная масса белка	21кДа/22кДа/23кДа/32кДа/34кДа
Доставка	С хладагентом