

Ре-Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd336/Nk-P44 Для Проточной Цитометрии — O95944

Артикул: CM0009208



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD336/NK-p44, валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознает внеклеточный домен этого активирующего рецептора NK-клеток; подходит для исследований в области иммунологии опухолей. Ожидаемая молекулярная масса: 31 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье моноклональное антитело против человеческого CD336/NK-p44
Примечания/Синонимы	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dj149M18.1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9436
GeneID	9436
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-190 человеческого CD336/NK-p44 (NP_004819.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95944
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодильный пакет