

Ре Кролик Анти-Человеческий Cd34 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P28906

Артикул: CM0008111

введение

РЕ Кролик анти-Человеческий CD34 Моноклональное Антитело для проточной цитометрии. Обнаруживает человеческий CD34, маркер гемопоэтических клеток-предшественников, на стволовых клетках и эндотелиальных клетках. Подходит для приложений FC. SWISS: P28906.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кролик анти-Человеческий CD34 мАт
Примечания/Псевдоним	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Человек
GeneID	947 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28906
Молекулярный вес белка	35кДа/41кДа
Доставка	Сумка со льдом