

Ре-Моноклональное Антитело Кролика К Cd352/Slamf6 Человека Для Fc — Q96Du3

Артикул: CM0011073



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, специфичное к CD352/SLAMF6 человека. Предназначено для применения в проточной цитометрии при исследовании иммунных клеток. О перекрёстной реактивности с другими видами не сообщалось. 24-37 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-моноклональное антитело кролика к CD352/SLAMF6 человека
Примечания/синонимы	KALI, NTBА, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	114836
Идентификатор гена	114836
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-215 CD352/SLAMF6 человека (NP_001171643.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96DU3
Молекулярная масса белка	24 кДа/37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом