

Ре Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd353/Slamf8 Для Проточной Цитометрии - Q9P0V8

Артикул: CM0011119

введение

Конъюгированное с фикоэритрином (PE) кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD353/SLAMF8, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований линии В-клеток и изучения сигналинга В-клеточного рецептора. Идеально для изучения активации В-лимфоцитов и модуляции сигналинга BCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	PE Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD353/SLAMF8
Примечания/Альтернативные названия	BLAME; CD353; SBBI42
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56833
GeneID	56833
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-123 человеческого CD353/SLAMF8 (NP_064510.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q9P0V8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом