

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd361 Для Fc - P34910

Артикул: CM0009415

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против человеческого CD361 (EVI2B, EVDB) для проточной цитометрии. Перекрестно реагирует с образцами человека; подходит для исследований дифференцировки гранулоцитов и гемопоэтических клеток-предшественников.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	PE Кроличье антитело против человеческого CD361 (мкАТ)
Примечания/Альтернативные названия	EVDB; CD361; D17S376
Вид	Человек
Gene ID (Human)	2124
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий аминокислоты 22-199 человеческого CD361 (NP_006486.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P34910
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом