


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd38 Для Проточной Цитометрии - P28907

Артикул: CM0008369



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD38, предназначенные для проточной цитометрии. Специфически распознают человеческий CD38, многофункциональный фермент и рецептор, участвующий в кальциевой сигнализации и иммунной регуляции. Идеальны для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого CD38
Примечания/Псевдоним	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	952
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (P28907).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28907
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка-холодильник