

Ре-Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd39/Entpd1 Для Проточной Цитометрии — P49961

Артикул: CM0008911

введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD39/ENTPD1 (CD39, NTPDase1). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения функции экто-нуклеотидазы, иммунной регуляции и агрегации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика против человеческого CD39/ENTPD1
Примечания/псевдонимы	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	953
GeneID	953
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 255–442 человеческого CD39/ENTPD1 (NP_001767.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P49961
Молекулярная масса белка	34 кДа/42 кДа/46 кДа/57 кДа/58 кДа/59 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент