


Моноклональное Антитело Кролика РЕ Против Человеческого Cd4 Для Проточной Цитометрии — P01730

Артикул: CM0009094



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD4 (T4/Leu-3), валидированное для проточной цитометрии. Необходимо для профилирования иммунных клеток, исследований Т-хелперов и изучения ВИЧ. Swiss-Prot: P01730.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика РЕ против человеческого CD4
Примечания/Синонимы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
ID гена (человек)	920
ID гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-207 человеческого CD4 (NP_000607.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник