


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd40 Для Проточной Цитометрии - P25942

Артикул: CM0004731



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий CD40 (TNFRSF5/Bp50/CDW40), для проточной цитометрии. Валидированы для исследований В-клеток и карцином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD40
Примечания/Псевдонимы	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	958
ID гена	958
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-193 человеческого CD40 (NP_001241.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25942
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сухой лед