


Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd42b Человека Для Проточной Цитометрии — P07359

Артикул: CM0010136



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против CD42b человека (GP1BA) для проточной цитометрии. Подходит для исследований биологии тромбоцитов и гемостаза. Распознаёт CD42b человека; молекулярная масса белка: 71 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье моноклональное антитело против CD42b человека
Примечания/синонимы	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; альфа-цепь гликопротеина Ib тромбоцитов
Вид	Человек
GeneID (человек)	2811
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P07359
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	Хладагентный пакет