

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd42D/Gpv Для Fc — P40197

Артикул: CM0008463

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD42d/GPV (P40197), валидированное для проточной цитометрии (FC). Является частью комплекса GPIIb-V-IX, участвующего в адгезии тромбоцитов и гемостазе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD42d/GPV
Примечания/псевдоним	GPV; CD42d
Вид	Человек
GeneID (человек)	2814
GeneID	2814
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-477 человеческого CD42d (NP_004479.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P40197
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом