

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd44 С Конъюгированным Ре Для Проточной Цитометрии - P16070

Артикул: CM0010630



введение

Конъюгированные с РЕ моноклональные антитела кролика против человеческого CD44, подходящие для проточной цитометрии (FC). Распознают антиген CD44 человека; идеально подходят для изучения клеточной адгезии, миграции и гоминга лимфоцитов в иммунологии и исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human CD44 mAb
Примечания/Псевдонимы	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; антиген CD44
Вид	Человек
ID гена (Человек)	960
ID гена	960
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-178 человеческого CD44 (NP_000601.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Человек	
SWISS	P16070
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Сумка со льдом