

Ре Моноклональное Антитело Кролика Против Cd44V6 Человека Для Fc - P16070

Артикул: CM0012028



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, направленное против CD44V6 человека, для проточной цитометрии. Обнаруживает антиген CD44, рецептор гиалуроната, участвующий в клеточной адгезии, хоуминге лимфоцитов и прогрессировании опухолей. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE мАб кролика против CD44V6 человека
Примечания/синонимы	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	960
GeneID	960
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 223-267 CD44V6 человека (P16070)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P16070
Молекулярная масса белка	82 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом