

Ре-Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd48 Для Проточной Цитометрии — P09326

Артикул: CM0010296



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против человеческого CD48 — GPI-якорного регулятора иммунной системы, предназначенное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения активации лимфоцитов, цитотоксичности NK-клеток и формирования иммунологического синапса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье моноклональное антитело против человеческого CD48
Примечания/синонимы	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Вид	Человек
Идентификатор гена	962
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27–220 человеческого CD48 (NP_001769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P09326
Молекулярная масса белка	19 кДа/28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом