


Ре Кроличья МаБ Против Человеческого Cd5 Для Пцф - P06127

Артикул: CM0004995



введение

ФЭ-меченая моноклональная антитело кролика против человеческого CD5 для проточной цитометрии. Распознает человеческий CD5 (T1/Leu-1) — лимфоид-специфический рецептор на Т-клетках и В1а-клетках. Подходит для иммунофенотипирования и исследований иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличья МАБ против человеческого CD5
Примечания/Алиасы	CD5; LEU1; T1; молекула CD5
Вид	Человек
ID гена (человек)	921
ID гена	921
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-371 человеческого CD5 (NP_055022.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	С ледяным пакетом