

Ре-Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd52 Для Проточной Цитометрии - P31358

Артикул: CM0012305



введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитела против человеческого CD52 (CAMPATH-1, HE5) для проточной цитометрии. Специфична к человеческому CD52 – гликопротеину, закрепленному GPI-якорем (~7 кДа), экспрессируемому на лимфоцитах и клетках придатка яичка. Подходит для исследований в области иммунологии и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	PE Rabbit anti-Human CD52 mAb
Примечания/Альясы	HE5; CDW52; EDDM5
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	1043
GeneID	1043
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-61 человеческого CD52 (NP_001794.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31358
Молекулярная масса белка	7 кДа
Доставка	С ледяным пакетом