


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd55 Для Проточной Цитометрии - P08174

Артикул: CM0005328



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD55 (DAF, CR) для проточной цитометрии. Распознает человеческий CD55, регулятор комплемента и рецептор вирусов. Подходит для работы с человеческими образцами. UniProt P08174.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело против человеческого CD55
Примечания/Альтернативные названия	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1604
ID гена	1604
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	39кДа/41кДа/48кДа/56кДа/59кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом