

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd56/Ncam1 Для Проточной Цитометрии — P13591

Артикул: CM0009791



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого белка CD56/NCAM1, для работ методом проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения адгезии нервных клеток, профилирования иммунных клеток и взаимодействий хозяин-вирус в научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье мАб против человеческого CD56/NCAM1
Примечания/алиасы	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
ID гена	4684
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20–413 человеческого CD56/NCAM1 (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом