


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd6 Для Проточной Цитометрии - P30203

Артикул: CM0010448



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD6, для проточной цитометрии. Иммуноген: рекомбинантный человеческий CD6 (aa 18-364). Реагирует с человеческими Т-клетками, NK-клетками, В-1 клетками. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD6 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD6; TP120; молекула CD6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	923
GeneID	923
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-364 человеческого CD6 (NP_006716.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30203
Молекулярная масса белка	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Условия доставки	В пакете со льдом