

Ре-Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd61 Для Проточной Цитометрии — P05106

Артикул: CM0008620



введение

РЕ-кроличье моноклональное антитело против человеческого CD61 для проточной цитометрии. Нацелено на интегрин бета-3 (GPIIb), участвующий в агрегации тромбоцитов и гемостазе. Идеально подходит для исследований тромбоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-кроличье античеловеческое моноклональное антитело CD61
Примечания/синонимы	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIb; BDPLT16; BDPLT24
Вид	Человек
GeneID (человек)	3690
GeneID	3690
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-718 человеческого CD61 (NP_000203.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P05106
Молекулярная масса белка	86 кДа/87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом