


Ре Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К Cd62E/E-Селектину Для Fc - P16581

Артикул: CM0012771



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD62E/E-селектина, для проточной цитометрии. Валидировано для исследований иммунoadгезии и воспаления, специфично реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD62E/E-селектину
Примечания/синонимы	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e
Вид	Человек
GeneID (человек)	6401
GeneID	6401
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-230 человеческого CD62E/E-селектина (NP_000441.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P16581
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом