

Ре-Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd62L/L-Селектина Для Пцф - P14151

Артикул: CM0008864



введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD62L/L-селектин (SELL). Валидирована для проточной цитометрии (ПЦФ). Обнаруживает белок массой 42 кДа/43 кДа, участвующий в адгезии и хоминге лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличья моноклональная антитела mAb против человеческого CD62L/L-селектина
Примечания/алиасы	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-селектин
Вид	человек
ИД гена (человек)	6402
ИД гена	6402
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 39-332 человеческого CD62L/L-селектина (NP_000646.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14151
Масса белка	42 кДа/43 кДа
Доставка	Холодный пакет