

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd62P/P-Селектина Для Проточной Цитометрии - P16109

Артикул: CM0010706



введение

Эти конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела нацелены на человеческий CD62P (P-селектин), рецептор адгезии лейкоцитов, участвующий в воспалении. Валидированы для проточной цитометрии (FC) с перекрестной реактивностью на человека. Подходят для иммунологических исследований и исследований воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против человеческого CD62P/P-селектина
Примечания/Псевдонимы	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Вид	Человек
GeneID	6403
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-771 человеческого CD62P/P-селектина (NP_002996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16109
Молекулярный вес белка	91кДа
Доставка	Сумка со льдом