


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd63 Для Проточной Цитометрии - P08962

Артикул: CM0004456



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD63 (LAMP-3, ME491), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для исследований в области клеточной адгезии, сигнальных путей интегринов, меланомы и биологии тетраспанинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE Кролик анти-Человеческий CD63 мАт
Примечания/Псевдонимы	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Вид	Человек
ID гена (Человек)	967
ID гена	967
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-238 человеческого CD63, NP_001771.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08962
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Ледяной пакет