

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd66A/Сеасам1 Для Проточной Цитометрии - P13688

Артикул: CM0011413



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD66a/CEACAM1, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для иммунологических исследований клеточной адгезии, регуляции иммунных контрольных точек и опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против человеческого CD66a/CEACAM1
Примечания/Псевдоним	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; молекула клеточной адгезии, связанная с раково-эмбриональным антигеном 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	634
GeneID	634
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-428 человеческого CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13688
Молекулярный вес белка	58 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент