

Моноклональное Антитело PE Rabbit Anti-Human Cd7 Для Проточной Цитометрии — P09564

Артикул: CM0010572

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD7 человека (GP40, TP41). Валидировано для проточной цитометрии, выявляет маркер Т-клеток и НК-клеток. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований лейкозов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human CD7 mAb
Примечания/синонимы	GP40, TP41, Tr40, LEU-9
Вид	Человек
GeneID (человек)	924
GeneID	924
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-180 CD7 человека (NP_006128.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом