

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd72 С Конъюгированным Ре Для Проточной Цитометрии - P21854

Артикул: CM0009547

введение

Высококачественные конъюгированные PE моноклональные антитела кролика против человеческого CD72, валидированные для проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для иммунотипирования субпопуляций В-клеток и изучения сигналинга BCR. Специфичны к человеческому CD72.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кролик анти-человеческий CD72 мАт
Примечания/Псевдоним	CD72; CD72b; LYB2; молекула CD72
Вид	Человек
GeneID	971 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 117-359 человеческого CD72 (NP_001773.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21854
Доставка	Сумка со льдом