


Ре-Моноклональное Антитело Кролика Против
Человеческого Cd79B/Igβ Для Проточной Цитометрии —
P40259

Артикул: CM0011291



введение

Моноклональное антитело кролика, специфичное к человеческому CD79b/Igβ, конъюгированное с PE для проточной цитометрии. Выявляет бета-цепь белка, ассоциированного с комплексом рецептора антигена В-клеток, в человеческих В-клетках. Swiss-Prot P40259.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика против человеческого CD79b/Igβ
Примечания/синонимы	CD79B; AGM6; B29; IGB; молекула CD79b
Вид	Человек
GeneID (человек)	974
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-159 человеческого CD79b/Igβ (NP_000617.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P40259
Молекулярная масса белка	14 кДа/26 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет