


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd8 Polymab® Для Проточной Цитометрии - P01732 / P10966

Артикул: CM0010076



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD8 PolymAb® для проточной цитометрии (FC). Обнаруживают альфа- и бета-цепи CD8 (UniProt: P01732, P10966) с перекрестной реактивностью с человеком. Молекулярная масса: 26 кДа/24 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи антитела против человеческого CD8 PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	CD8; p32; Leu2; IMD116; CD8alpha; LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta.
Вид	Человек
GeneID	925/926
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01732/P10966
Масса белка	26 кДа/24 кДа
Доставка	В ледяном пакете