

Моноклональное Антитело Кролика, Меченное Рe, К Человеческому Cd80/B7-1 Для Проточной Цитометрии - P33681

Артикул: CM0005506



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD80 (B7-1), валидированное для проточной цитометрии. CD80 является ключевой коstimуляторной молекулой антигенпрезентирующих клеток, играющей важную роль в активации Т-клеток и исследования иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE Кроличье анти-человеческое моноклональное антитело к CD80/B7-1
Примечания/Альтернативные названия	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	941
ID гена	941
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 35-242 человеческого CD80/B7-1 (NP_005182.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33681
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Хладоэлемент