


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Cd81 Для Проточной Цитометрии - P60033

Артикул: CM0004457



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD81, валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает CD81 на иммунных клетках, молекулярная масса 26 кДа. Идеальное сырье для ИВД в области научных исследований и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье антитело anti-Human CD81 mAb
Примечания/Алиасы	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Вид	Человек
ID гена (человек)	975
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P60033
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет