

## Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Cd82 Для Проточной Цитометрии - P27701

Артикул: CM0009088



### введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD82 (KAI1/TSPAN27) — тетраспанин, супрессор метастазов. Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для иммунофенотипирования лимфоидных клеток и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PE кроличье антитело mAb против человеческого CD82                                                            |
| Примечания/Синонимы       | R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                       |
| ID гена (человек)         | 3732                                                                                                          |
| ID гена                   | 3732                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-267 человеческого CD82 (NP_002222.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                        |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                       |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                       |
| SWISS                     | P27701                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 27 кДа/30 кДа                                                                                                 |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                             |