

Моноклональное Антитело PE Кролика Против Человеческого Cd85D/E/I/J Для Проточной Цитометрии - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

Артикул: CM0011645



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD85d/e/i/j (LILRB2, LILRA3, LILRB1, LILRB4). Валидировано для проточной цитометрии, перекрестно реагирует с образцами человека. Идеально подходит для исследований иммунной толерантности и контрольных точек иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело PE кролика против человеческого CD85d/e/i/j
Примечания/Псевдонимы	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Вид	Человек
GeneID (человек)	10288/11026/11024/10859
GeneID	10288/11026/11024/10859
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 22-461 человеческого CD85d (NP_001074447.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Молекулярная масса белка	65кДа
Доставка	В ледяном пакете