

PE Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому CD85I/J Для Проточной Цитометрии — O75019 / Q8Nhl6

Артикул: CM0009808

введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD85i/j (LILRA1, LIR6), для проточной цитометрии. Валидировано для реактивности с антигенами человека, иммуноген — рекомбинантный белок, ~53 кДа. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE моноклональное антитело кролика к человеческому CD85i/j
Примечания/синонимы	LIR6; CD85I; LIR-6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11024/10859
Идентификатор гена	11024/10859
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O75019/Q8NHL6
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом