


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против
Человеческого Cd85j/Ilt2 (Lilrb1) Для Проточной Цитометрии
- Q8Nhl6

Артикул: CM0005003



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD85j/ILT2 (LILRB1), ингибирующего рецептора MHC класса I. Валидированы для проточной цитометрии, подходят для профилирования иммунных клеток и исследований натуральных киллеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против человеческого CD85j/ILT2
Примечания/Псевдонимы	LILRB1; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB; лейкоцитарный иммуноглобулиноподобный рецептор B1
Вид	Человек
ID гена	10859
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-458 человеческого CD85j/ILT2 (NP_006660.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHL6
Молекулярный вес белка	49 кДа/70 кДа/71 кДа
Доставка	Сумка со льдом