


Фиэ Кроличьи Моноклональные Антитела К Человеческому Cd87/Plaur Для Пцф — Q03405

Артикул: CM0010830



введение

Конъюгированный с фикоэритрином (ФИЭ) кроличий моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD87/PLAUR. Валидировано для проточной цитометрии. CD87/PLAUR представляет собой GPI-анкированный рецептор, который рекрутирует уПА и опосредует деградацию внеклеточного матрикса и клеточную адгезию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ФИЭ кроличьи моноклональные антитела к человеческому CD87/PLAUR
Примечания/алиасы	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; рецептор урокиназного активатора пламиногена
Вид	Человек
ID гена (человек)	5329
ID гена	5329
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-303 человеческого CD87/PLAUR (NP_002650.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (проточная цитофлуориметрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03405
Молекулярная масса белка	37 кДа/31 кДа/32 кДа/36 кДа
Доставка	Айс-пак