

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd8b Для Проточной Цитометрии - P10966

Артикул: CM0007946

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD8b (SWISS P10966). Валидировано для проточной цитометрии. Детектирует бета-цепь CD8, корецептор для МНС класса I, необходимый для активации Т-клеток и тимического отбора. Подходит для иммунофенотипирования Т-клеток и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human CD8b mAb
Примечания/Альтернативные названия	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	926
GeneID	926
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-170 человеческого CD8b (NP_004922.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10966
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом