


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd9 Для Проточной Цитометрии - P21926

Артикул: CM0009271



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD9 (тетраспанин-29), валидировано для проточной цитометрии. CD9 регулирует клеточную адгезию, активацию тромбоцитов и биологию экзосом. Подходит для иммунофенотипирования гемопоэтических и эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD9
Примечания/Алиасы	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Вид	Человек
GenelD (Человек)	928
GenelD	928
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-228 человеческого CD9 (NP_001760.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21926
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом