

Ре Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd90/Thy1 - P04216

Артикул: CM0010091

введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитело к человеческому CD90/Thy1 для проточной цитометрии. Направлена на человеческий CD90 (мембранный гликопротеин Thy-1, UniProt P04216) — связанный с GPI поверхностный клеточный белок, участвующий в межклеточных взаимодействиях и синаптогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличья моноклональная антитело к человеческому CD90/Thy1
Примечания/Альтернативные названия	CD90; CDw90
Вид	Человек
ID гена (человек)	7070
ID гена	7070
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-130 человеческого CD90/Thy1 (NP_006279.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04216
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Айс-пак