

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd94 Для Проточной Цитометрии - Q13241

Артикул: CM0010642



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD94 (KLRD1) для проточной цитометрии. Позволяет детектировать рецептор NK-клеток, участвующий в иммунном надзоре, противоопухолевом иммунитете и механизмах вирусного ускользания в человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело к человеческому CD94
Примечания/Альтернативное название	CD94
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3824
GeneID	3824
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-179 человеческого CD94. (NP_002253.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13241
Молекулярная масса белка	17 кДа/20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом