

PE Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd96/Tactile Для Fc - P40200

Артикул: CM0009284



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против человеческого белка CD96/TACTILE. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Детектирует CD96, молекулу адгезии Т-клеток и NK-клеток. Идеально для иммунофенотипирования и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело против человеческого CD96/TACTILE mAb
Примечания/Алиас	TACTILE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10225
ID гена	10225
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 25-519 человеческого CD96/TACTILE (NP_937839.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40200
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Ледяной пакет