


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cdkn2A/P16Ink4A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточно) - P42771 / Q8N726

Артикул: CM0009952



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CDKN2A/p16INK4a, для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживают ключевой супрессор опухолей и ингибитор клеточного цикла, поддерживая исследования в области онкологии и разработку диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Human CDKN2A/p16INK4a mAb
Примечания/Псевдонимы	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Вид	Человек
GeneID (человек)	1029
GeneID	1029
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 человеческого CDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42771 / Q8N726
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом