

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Комплемента C3 Для Проточной Цитометрии - P01024

Артикул: CM0012346



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого комплемента C3 для проточной цитометрии (FC). Обнаруживает предшественник C3 и продукты расщепления C3a/C3b; опсонин и анафилатоксин; 187 кДа. SWISS: P01024.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого комплемента C3
Примечания/Псевдонимы	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Вид	Человек
GeneID	718
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1498-1663 человеческого комплемента C3 (NP_000055.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01024
Молекулярная масса белка	187кДа
Доставка	Сумка со льдом