

Ре-Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cpt1A Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P50416

Артикул: CM0008721



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CPT1A (CPT1-L), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а. к. 520–720); выявляет человеческий CPT1A. Подходит для исследований метаболизма жирных кислот и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика к человеческому CPT1A
Примечания/синонимы	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1374
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520–720 человеческого CPT1A (NP_001867.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P50416
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом